GIORNATA TIPO

- Ci si preoccupa dell'ambiente, che sia in ordine e pulito
- Si controlla il materiale e si rifornisce se necessario
- Si controlla il materiale di pronto soccorso che sia pronto all'uso e completo
- Si ricaricano eventuali spruzzini e contenitori con i disinfettanti

- Si controlla la lista di appuntamenti del o dei medici a cui si è affiancati
- Si prepara il materiale per eventuali procedure specialistiche protetto, se necessario, da un telino
- Si controlla ed eventualmente si pulisce la tosatrice
 - · Va spazzolata, pulita e lubrificata ogni giorno
- Si controlla il radiologico
 - che sia operativo e pronto all'uso
 - Che ci siano i DPI di protezione

- Far attenzione all'arrivo degli appuntamenti per farli entrare senza prolungare i tempi di attesa
- In caso di attesa forzata avvisare il cliente motivando l'attesa
- Monitorare continuamente eventuali pazienti in dayhospital
 - Ciascun paziente deve avere una scheda su cui annotare tutto ciò che viene fatto
- Qualunque sia la procedura in cui si deve assistere il veterinario prima si prepara tutto e poi si prende il paziente

AMBULATORIO DI PRONTO SOCCORSO

- Punto ossigeno
- Circuito per anestesia completo di monitoraggio
- Cassetta o un mobiletto per la gestione delle emergenze:
 - Siringhe di varie misure
 - Farmaci di emergenza (atropina, adrenalina, efedrina, ecc)
 - Tracheotubi di varie misure
- pallone di Ambu
- Materiale per fluidoterapia
- Schema farmaci di emergenza

- L'ambulatorio di pronto soccorso deve essere sempre rifornito e in ordine
- Rifornimento e controllo dei farmaci (controllo scadenze)
- Controllo delle attrezzature



ASSISTENZA IN CASO DI PRELIEVI EMATICI

- Preparazione del materiale necessario:
 - Provette idonee con etichetta
 - Cognome e codice del proprietario
 - Esame da eseguire
 - Data
 - Tosatrice
 - Occorrente per la disinfezione della cute
 - Siringa di dimensioni adeguate con ago o butterfly 21G

PRELIEVO

- Contenzione del paziente (senza aumentare lo stress)
- Compressione sull'arto
- Premere sul sito del prelievo per evitare l'ematoma
- Se versiamo noi il sangue in provetta attenzione a
 - Togliere l'ago
 - Inclinare la provetta
 - Far scivolare il sangue sulla parete della provetta
 - Riempire prima la provetta del biochimico poi quella dell'emocromo

ASSISTENZA AD UNO STUDIO RADIOGRAFICO

- Aprire lo studio sul computer inserendo codice, cognome e nome del pet
- Selezionare le lastre che si desidera eseguire
- Abbinare le lastre allo studio
- Impostare i tempi richiesti
- Preparare i DPI necessari (camice, collare, occhiali, guanti)
- Preparare eventuali supporti necessari (es. la sella per rx in AP)

- L'animale si prende solo quando tutto è pronto
- Normalmente si riesce a fare le rx da soli (la seconda persona scatta e basta)
- in alcuni casi (es. proiezione VD) può essere necessario vestirsi in due
- È previsto un pedale per scattare le rx pur essendo all'interno della sala radiografica
- A volte ci si fa aiutare dal proprietario

- In caso di coinvolgimento del proprietario chiedere sempre se:
 - È incinta (donna giovane)
 - Ha problemi di salute
 - È costretto a sottoporsi a rx per problemi personali
 - Se è d'accordo ad aiutare nella contenzione
 - Fargli indossare i DPI



DPI PER RADIOLOGIA

- Camice piombato da 0,5gr
- Collare tiroideo (è un organo bersaglio)
- Guanti piombati
 - Ne esistono di vari modelli più o meno aperti per consentire una buona presa
- Occhiali piombati (protezione della retina)

ASSISTENZA PER UN ESAME CITOLOGICO

- Preparare su una superficie pulita (in caso coperta da un telino):
- Aghi (23 o 25G o la misura che preferisce il veterinario)
- Materiale per lo scrub (chiedere sempre prima, a volte viene evitato)
- Siringhe da 5 ml
- Vetrini (con porzione sabbiata per poter scrivere i dati del paziente)
- Portavetrini
- Provetta con EDTA se c'è tanto materiale
- Guanti monouso
- Matita

IMPORTANTE

- La prima cosa a cui pensare sempre è la nostra incolumità e quella del medico stesso
- Si deve sempre valutare il carattere del paziente prima di avvicinarsi
- Usare sempre i DPI di protezione
- Ripulire sempre ciò che si usa per evitare proliferazione di germi nell'ambiente
- Riordinare —> evita l'accumulo di polvere e quindi di germi e facilita il lavoro di tutti



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Profesa Paola Rueca - VeTech School